

Homogénéisateur Stérile De Type "Slapping" Disperseur D'homogénéisateur De Broyage De Tissus

Numéro d'article: KTL-6



Introduction

L'homogénéisateur stérile à claquement peut séparer efficacement les particules contenues dans et à la surface des échantillons solides, garantissant ainsi que les échantillons mélangés dans le sac stérile sont parfaitement représentatifs.

[En savoir plus](#)

Modèle	KTL-LC400	KTL-LC400M	KTL-LC400GM
Tension d'alimentation	AC 220V		
Fréquence	50Hz		
Puissance totale	200W	220W	500W
Mode d'affichage	Écran tactile de 4,3 pouces		
Vitesse de gifle	3-12 fois/s		
Volume effectif	3-400 ml		
Fonction de désinfection	/	Oui	
Longueur d'onde de désinfection	/	253,7 nm	
Plage de temps Temps de prélèvement	1S-99h59m59s ou fonctionnement continu		
Fonction d'édition de programme	Combinaison de 8 segments		
Poids net	18 kg		
Dimensions de l'appareil	460×250×330mm		