

Creuset En Céramique D'Alumine (Al₂O₃) Pour Four À Moufle De Laboratoire

Numéro d'article: KM-C01



Introduction

Les creusets en céramique d'alumine sont utilisés dans certains matériaux et outils de fusion de métaux, et les creusets à fond plat conviennent à la fusion et au traitement de plus grands lots de matériaux avec une meilleure stabilité et uniformité.

[En savoir plus](#)

0,9 ml (45 x 8 x 6 mm)	9 ml (60x30x10mm)	30 ml (60x40x20mm)	185 ml (80x80x40mm)	13 ml (100x30x10mm)	300 ml (100x100x40mm)	510 ml (120x120x50mm)
2 ml (30x20x10mm)	10 ml (50x20x20mm)	35 ml (60x30x30mm)	75 ml (90x60x20mm)	25 ml (100x30x15mm)	750 ml (100x100x100mm)	520 ml (140x140x38mm)
3 ml (25x15x15mm)	10 ml (60x30x14mm)	40 ml (50x50x25mm)	165 ml (90x60x40mm)	35 ml (100x30x20mm)	330 ml (115x115x35mm)	425 ml (150x150x30mm)
3,5 ml (20 x 20 x 17 mm)	16 ml (60x30x15mm)	57ml(75x75x15mm)	200 ml (90x60x45mm)	59 ml (100x30x30mm)	90 ml (120x60x20mm)	750 ml (150x150x50mm)
4 ml (50x20x10mm)	20 ml (60x30x20mm)	68 ml (65x65x25mm)	170 ml (90x90x30mm)	47 ml (100x40x20mm)	190 ml (120x60x40mm)	1290ml(150x150x80mm)
5 ml (30x20x17mm)	25 ml (50x40x20mm)	100 ml (65x65x35mm)	300 ml (90x90x45mm)	110 ml (100x50x30mm)	205 ml (120x80x30mm)	800 ml (160x160x45mm)
7 ml (50x20x15mm)	26 ml (50x25x35mm)	110 ml (70x70x30mm)	22 ml (100x20x20mm)	150 ml (100x100x25mm)	260 ml (120x80x40mm)	1460ml(180x180x60mm)
3,5 ml (20 x 20 x 17 mm)	10 ml (60x30x14mm)	25 ml (100x30x20mm)	125 ml (98 x 72 x 28 mm)			
5,5 ml (45 x 22 x 13 mm)	15 ml (30x30x30mm)	30 ml (80x40x17mm)	1800ml(380x135x60mm)			
9 ml (60x25x15mm)	15 ml (60x30x15mm)	50 ml (90x60x17mm)				
10 ml (50x28x14mm)	22 ml (100x25x15mm)	84 ml (120x60x18mm)				
9 ml (60x25x15mm)	50 ml (85x30x40mm)	125 ml (98 x 72 x 28 mm)	1050ml(150x150x60mm)	1800ml(380x135x60mm)		
15 ml (60x30x15mm)	84 ml (120x60x18mm)	460 ml (160x120x35mm)	1290ml(150x150x80mm)	4000 ml (225x225x100mm)		
15 ml (30x30x30mm)	95 ml (120x100x15mm)	710 ml (155x120x50mm)	1800ml(150x100x150mm)			
22 ml (100x25x15mm)	100 ml (100x50x30mm)	900 ml (120x120x100mm)	4400ml(200x150x200mm)			

0,9 ml (45 x 8 x 6 mm)	59 ml (100x30x30mm)	260 ml (100x100x35mm)	1880ml(340x220x35mm)	6900ml(330x330x80mm)	
3 ml (25x15x15mm)	84 ml (65x65x30mm)	425 ml (150x150x30mm)	3120ml(300x150x90mm)	14L(330x330x160mm)	
5 ml (30x20x17mm)	170 ml (170x53x30mm)	445 ml (100x100x60mm)	3300ml(200x200x100mm)		
16 ml (40x30x20mm)	200 ml (115x90x30mm)	1090ml(140x140x70mm)	3760ml(300x200x80mm)		
35 ml (70x30x30mm)	230 ml (115x65x45mm)	1260ml(160x120x85mm)	4000 ml (235x165x130mm)		
Un grand (50x40x20) et deux petits (30x20x17)	Un grand (90x65x30) quatre petits (50x20x20)	Un grand (100x30x20) quatre petits (20x20x17)	Un grand (115x90x30) cinq petits (75x20x20)	Un grand (120x60x20) et deux petits (50x40x20)	
Un grand (80x80x40) et deux petits (60x30x30)	Un grand (90x65x30) et deux petits (50x40x20)	Un grand (100x30x20) et trois petits (30x20x17)	Un grand (115x115x35) et trois petits (100x30x20)	Un grand (120x60x20) et deux petits (100x20x20)	
Un grand (90x60x20) Quatre petits (50x20x20)	Un grand (90x65x30) et trois petits (52x25x23)	Un grand (100x40x20) et trois petits (φ28x17)	Un grand (120x30x15) cinq petits (20x20x17)	Un grand (120x60x20) cinq petits (50x20x20)	
Un grand (90x60x17) et trois petits (50x28x1)	Un grand (100x30x15) et trois petits (30x20x10)	Un grand (100x40x20) et trois petits (φ30x30)	Un grand (115x115x35) et trois petits (100x30x20)	Un grand (120x60x40) et trois petits (40x35x25)	
Un grand (90x60x20) et deux petits (50x40x20)	Un gros (100x30x20) cinq petits (φ18x26)	Un grand (100x100x40) neuf petits (10ml)	Un grand (120x35x18) sept petits (25x15x15)	Un grand (120x80x30) six petits (20ml)	
Un grand (90x60x20) cinq petits (80x10x10)	Un grand (100x30x20) et quatre petits (φ20x20)	Un grand (115x65x45) et quatre petits (50x25x35)	Un grand (120x60x18) et quatre petits (50x28x14)	Un grand (120x80x40) six petits (15ml)	
Un grand (φ58x60) et sept petits (φ16x50)	Un grand (100x40x20) et trois petits (φ28x17)	Un grand (120x60x20) deux petits (demi-cercle 100x20x20)			
Un grand (φ70x70) et trois petits (φ28x58)	Un grand (100x40x20) et trois petits (φ30x30)	Un grand (120x60x40) et trois petits (demi-cercle 40x35x25)			
Un grand (100x30x20) et quatre petits (φ20x20)	Un grand (100x100x40) neuf petits (10ml régulier)	Un grand (120x80x40) six petits (15ml)			
Un gros (100x30x20) cinq petits (φ18x26)	Un grand (115x65x45) quatre petits (50x25x35)	Un grand (120x80x30) six petits (20ml rehaussés)			
2 ml (50x10x10mm)	7 ml (50x20x15mm)	68 ml (65x65x25mm)	110 ml (100x50x30mm)	165 ml (90x60x40mm)	1000ml(150x110x80)
2,5 ml (70 x 12 x 7 mm)	15 ml (75x20x20mm)	75 ml (90x60x20mm)	115 ml (65x65x35mm)	170 ml (90x90x30mm)	2000 ml (160x140x120mm)
4 ml (50x20x10mm)	34 ml (150x20x20mm)	85 ml (120x60x18mm)	120 ml (90x65x30mm)	185 ml (80x80x40mm)	2600ml(200x200x80mm)
4.5ml (80x10x10mm)	57ml(75x75x15mm)	80 ml (120x60x18mm)	135 ml (95 x 68 x 28 mm)	185 ml (94x68x38mm)	4800ml(250x250x100mm)
7 ml (50x25x10mm)	63 ml (150x45x20mm)	90 ml (120x60x20mm)	160 ml (78x28x107)	520 ml (140x140x38mm)	
1.5ml avec trous (30x10x9.5mm)	60 ml (100x43x26mm)				
19 ml (100x24x17)	114 ml (100x56x35mm)				
24 ml (73x30x22mm)	175 ml (100x84x35mm)				

36 ml
(100x27x27mm)

D'autres spécifications
peuvent être
personnalisées

0.9ml avec couvercle (45x8x6mm)	26ml avec couvercle (50x25x35mm)	80ml avec couvercle (120x60x18mm)	150ml avec couvercle (100x100x25mm)	330ml avec couvercle (115x115x35mm)	520ml avec couvercle (140x140x38mm)
3ml avec couvercle (25x15x15mm)	40ml avec couvercle (50x50x25mm)	84ml avec couvercle (65x65x30mm)	160ml avec couvercle (78x28x107mm)	370ml avec couvercle (200x100x25mm)	750ml avec couvercle (150x150x50mm)
4ml avec couvercle (50x20x10mm)	59ml avec couvercle (100x30x30mm)	100ml avec couvercle (65x65x35mm)	170ml avec couvercle (90x90x30mm)	425ml avec couvercle (150x150x30mm)	800ml avec couvercle (200x100x50mm)
7ml avec couvercle (50x20x15mm)	60ml avec couvercle (105x105x12mm)	100ml avec couvercle (100x50x30mm)	260ml avec couvercle (100x100x35mm)	445ml avec couvercle (100x100x60mm)	900ml avec couvercle (120x120x100mm)
7ml avec couvercle (50x25x10mm)	68ml avec couvercle (65x65x25mm)	110ml avec couvercle (70x70x30mm)	310ml avec couvercle (105x105x40mm)	510ml avec couvercle (120x120x50mm)	
4 ml (50x20x10mm)	26 ml (50x25x35mm)	195ml(85x80x40mm)	800 ml (200x100x50mm)	3100ml(220x220x80mm)	
5,5 ml (100 x 10 x 10 mm)	30 ml (60x40x20mm)	200 ml (90x60x45mm)	1100 ml (305x90x60mm)	298 ml (200x100x30mm)	
10 ml (75x18x14mm)	35 ml (120x30x15mm)	205 ml (120x80x30mm)	1480ml(200x200x50mm)		
16 ml (60x30x15mm)	150 ml (100x100x25mm)	210 ml (85x85x40mm)	2400ml(250x155x80mm)		
20 ml (52x25x23mm)	190 ml (120x60x40mm)	370ml(200x100x25mm)	2830ml(300x180x70mm)		
1050ml avec couvercle (150x150x60mm)	1460ml avec couvercle 180x180x60	2600ml avec couvercle 200x200x80	6900ml avec couvercle (330x330x80mm)		
1090ml avec couvercle (140x140x70mm)	1480ml avec couvercle 200x200x50	4400ml avec couvercle (200x150x200mm)	11000ml avec couvercle 330x330x120		
1290ml avec couvercle (150x150x80mm)	2830ml avec couvercle 300x180x70	4800ml avec couvercle (250x250x100mm)	14L avec couvercle (330x330x160mm)		
4ml avec couvercle 20x20x18mm	3.5ml avec couvercle 20x20x17mm				
800 ml (130x120x75mm)	1300ml(130x120x115mm)				