


# Moule Carré De Presse De Laboratoire

Numéro d'article: PMS



## Introduction

Créez facilement des échantillons uniformes avec Square Lab Press Mold - disponible en différentes tailles. Idéal pour la batterie, le ciment, la céramique, etc. Tailles personnalisées disponibles.

[En savoir plus](#)

Modèle	PMS-A	PMS-B	PMS-C	PMS-D	PMS-E	PMS-F	PMS-G	
Matériel	Cr12MoV							
Dureté du pénétrateur	HRC60-HRC62							
Taille de l'échantillon	3×3 /4×4 /5×5 /6×6 /8×8 /10×10mm	12×12 /15×15 /16×16 /18×18 /20×20mm	22×22 /25×25 /30×30mm	32×32 /35×35 /40×40 millimètres	50×50 /60×60 /70×70 millimètres		81-150 mm (côté long)	151-200 mm (côté long)
Profondeur de la cavité	20 millimètres	30 millimètres	40 millimètres	45 millimètres	55/60/65 millimètres		60 millimètres	60 millimètres
Dimensions extérieures	φ43×93mm	φ53×120mm	φ73×133mm	φ88×150mm	φ98×150mm/φ118×180mm/φ138×180mm		160×140mm	220×160mm
Poids (kg)	0,65	1,2	2,4	4,8	7,3/11,4/20		25kg-40kg	45kg-80kg

**D'autres tailles peuvent être personnalisées**