

Stérilisateur À Vapeur À Pression Verticale (Type Automatique À Affichage À Cristaux Liquides)

Numéro d'article: KT-C04



Introduction

Le stérilisateur vertical automatique à affichage à cristaux liquides est un équipement de stérilisation à contrôle automatique sûr, fiable et composé d'un système de chauffage, d'un système de contrôle par micro-ordinateur et d'un système de protection contre la surchauffe et les surtensions.

[En savoir plus](#)

Modèle	KT-35HD	KT-50HD	KT-75HD	KT-100HD
Volume de la chambre de stérilisation	35L φ318×450mm	50L φ340×550mm	75L φ400×600mm	100L φ440×650mm
Stress au travail fixe	0.22Mpa			
Température de travail nominale	134°C			
La pression de travail	0.25Mpa			
Uniformité thermique	≤±1°C			
Plage de sélection de synchronisation	0-99min/0-99heure59min			
Plage de sélection de température	1-134°C			
Tension d'alimentation/d'alimentation	1X2.5KW/AC220V 50HZ	2X2.5KW/AC220V 50HZ	3 X 2.5KW/AC220V 50HZ	
Dimensions (mm)	470×450×1020	520×490×1150	550×530×1180	580×560×1290
Volume transporté (mm)	540×540×1140	580×580×1250	610×610×1280	640×640×1360
Poids brut poids net	81Kg/63Kg	94Kg/74Kg	113Kg/93Kg	125Kg/105Kg