

Congélateur Vertical À Ultra Basse Température Ult 108L

Numéro d'article: KTFDV-108



Introduction

Congélateur ultra-basse température pour les laboratoires : stockage à -86°C, contrôle précis, écologique, intérieur en acier inoxydable. Sécurisez vos échantillons dès maintenant !

[En savoir plus](#)

Caractéristiques	Spécification du produit
Modèle	KTFDV-108
Capacité	108L
Température interne	De -40°C à -86°C (réglable)
Contrôle de la température	Contrôleur électronique à micro-ordinateur, affichage numérique
Sonde de température	PTC
Système d'alarme	Alarmes sonores et visuelles
Alimentation électrique	220V/50Hz
Consommation électrique	480W
Consommation d'énergie	6,5 kWh/24h
Niveau de protection	I/B
Type de climat	N
Réfrigérant	Réfrigérant mixte sans fluor, respectueux de l'environnement
Système de réfrigération	Système Auto-Cascade à compresseur unique
Ventilateur du condenseur	Ventilateur à haut rendement et à faible bruit
Armoire extérieure	Plaque d'acier laminé à froid avec revêtement en poudre
Armoire intérieure	Acier inoxydable 304
Étagères/portes intérieures	1 couche d'étagères, 2 portes intérieures (acier inoxydable 304)
Épaisseur de l'isolation	120 mm
Orifice d'égalisation de la pression	1 (diamètre 18 mm)
Roulettes	4
Poids net/brut	107/133 kg
Dimensions extérieures (L*P*H)	700*730*1260 mm
Dimensions internes (L*P*H)	460*460*510 mm