

Moule De Pressage De Granulés De Poudre De Laboratoire D'Anneaux En Acier Xrf Et Kbr

Numéro d'article: PMXS



Introduction

Produisez des échantillons XRF parfaits avec notre moule de pressage de granulés de poudre de laboratoire à anneau en acier. Vitesse de compression rapide et tailles personnalisables pour un moulage précis à chaque fois.

[En savoir plus](#)

| | |
|-------------------------|----------------|
| Modèle | PMXS-A |
| Matériel | Cr12MoV |
| Dureté du pénétrateur | HRC60-HRC62 |
| Taille de l'échantillon | φ32 / φ40 mm |
| Profondeur de la cavité | 45 millimètres |
| Dimensions extérieures | φ73×133 mm |
| Poids (kg) | 3.2 |

D'autres tailles peuvent être personnalisées